

ENGLISH
Valux™ Plus material, manufactured by 3M ESPE, is a visible-light activated, radiopaque, restorative composite. It is designed for use in both anterior and posterior restorations. The filler in Valux Plus is zirconia-silica. The inorganic filler loading is 71% by volume with a particle size range of 0.3 to 0.1 micron. Valux Plus contains BIS-GMA and TEGDMA resins. A 3M ESPE adhesive is used to permanently bond the restoration to the tooth structure. The restorative is available in a variety of shades.

Precautions For Patients and Dental Personnel:

1. ETCHANT PRECAUTIONS: Protective eyewear for patients and dental staff is recommended when using etchants. Avoid contact with oral soft tissue, eyes and skin. If accidental contact occurs, flush immediately with large amounts of water. For eye contact, also consult a physician.

2. COMPOSITE PASTE PRECAUTIONS: Composite paste contains BIS-GMA and TEGDMA. A small percentage of the population is known to have an allergic response to acrylate resins. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, exposure to uncured resins should be avoided.

Use of protective gloves and no-touch technique is recommended. If skin contact occurs, wash skin immediately with soap and water. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If restorative material contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then re-glove. If accidental contact with eyes or prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush immediately with large amounts of water. If irritation persists, consult a physician.

INSTRUCTIONS: The following instructions are separated into three sections: preliminary, anterior placements and posterior placements.

I. PRELIMINARY:

A. PROPHY: Teeth should be cleaned with pumice and water to remove surface stains.

B. SHADE SELECTION: Before isolating the tooth, select appropriate shade of material. Some hints for choosing the correct shade are listed below.

SHADE: Teeth are not monochromatic. Each of the three areas of the tooth has a characteristic color. (See sketch).

GINGIVAL AREA: If the restoration is in the gingival area of the tooth, make note of the amount of yellow color it contains.

BODY AREA: Observe the body of the tooth and note the characteristic color it contains: is it gray, yellow, or universal.

INCISAL AREA: Study the incisal edges of the tooth and the neighboring tooth. Do the incisal edges have a blue or gray color to them. Note how far the translucency extends. This should be duplicated in the repaired tooth.

THINNER RESTORATIONS: The amount of color that a restoration will have is partly due to the thickness of the restoration. Thus, if a shade match is taken from a thick shade guide tooth for a thin restoration, an incorrect shade may be chosen. For a thin restoration, the wedge end of the shade guide should be used.

MOCKUP: Place the material, in the chosen shade on the unetched tooth. Manipulate the material to approximate the thickness and site of the restoration. Cure. Have several people evaluate the mockup under different light sources. Flick the restorative off the unetched tooth with an explorer. If the shade did not match, choose another and repeat the mockup. If the shade was acceptable, continue the tooth preparation with isolation.

C. ISOLATION: A rubber dam is the preferred method of isolation. Cotton rolls plus an evacuator can also be used.

II. ANTERIOR RESTORATIONS

A. CAVITY PREPARATION: Use conventional cavity preparations for all Class III, IV and Class V restorations.

B. PULP PROTECTION: Use Vitrebond™ light cure glass ionomer liner/base, manufactured by 3M ESPE, to base areas of deep cavity excavation. If a pulp exposure has occurred, use a minimum amount of calcium hydroxide followed by an application of Vitrebond liner/base. In deep restorations without pulp exposure, only Vitrebond liner/base is needed. See Vitrebond instructions for details.

C. PLACEMENT OF MATRIX: Mylar strips and crown forms may be used to minimize the amount of excess material used.

NOTE: The matrix may be placed following the enamel etching and adhesive application steps if preferred.

D. ETCHING: Etch according to the instructions of the 3M ESPE adhesive product that is used.

E. PRIMING: Prime according to the instructions of the 3M ESPE adhesive product that is used.

F. ADHESIVE APPLICATIONS: Apply the adhesive according to the directions of the 3M ESPE adhesive product that is used.

G. ADHESIVE CURING: Cure the adhesive coating the appropriate time according to the Adper™ Scotchbond™ adhesive product used, manufactured by 3M ESPE. Expose its entire area to visible light from a 3M ESPE light or other dental visible light curing unit of comparable intensity.

H. DISPENSING THE COMPOSITE: Follow the directions corresponding to the dispensing system chosen.

1. SYRINGE

a. Dispense the necessary amount of restorative material from the syringe onto the mix pad by turning the handle slowly in a clockwise manner. To prevent curing of the restorative when dispensing is completed, turn the handle counter-clockwise a half turn to stop paste flow. Immediately replace syringe cap. If not used immediately, the dispensed material should be protected from light.

b. Place restorative into the cavity using a nonmetallic placement instrument. Overfill the cavity to permit extension of composite beyond cavity margins. Contour and shape with appropriate composite instruments.

I. CURING: Cure with a 3M ESPE light curing unit or other dental visible light curing unit of comparable intensity. Hold the light exit tip as close to the restorative material as possible. A cure time for each shade is listed below.

SHADE	THICKNESS (mm)	TIME (sec)	SHADE	THICKNESS (mm)	TIME (sec)
A1.0	2.5	40	B2.0	2.5	40
A2.0	2.5	40	B3.0	2.5	40
A3.0	2.5	40	C2.0	2.5	40
A3.5	2.5	40	UD	2.0	40

J. FINISHING: Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs, or stones. Contour proximal surfaces with Sof-Lex™ Finishing Strips, manufactured for 3M ESPE.

K. ADJUST OCCLUSION: Check occlusion with a thin articulating paper. Centric and lateral excursion contacts should be examined. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.

L. POLISHING: Polish with Sof-Lex™ discs, manufactured by 3M ESPE, and strips and with white stones or rubber points where discs are not suitable.

III. POSTERIOR RESTORATIONS

A. CAVITY PREPARATION: Cavity design requirements are essentially a conventional preparation with refinement of the cavosurface margin for enhancement of acid etching. No residual amalgam or other base material should be left in the internal forms of the preparation which would interfere with light transmission and the hardening of the restorative.

B. PULP PROTECTION: Use Vitrebond liner/base to base areas of deep cavity excavation. If a pulp exposure has occurred, use a minimum amount of calcium hydroxide followed by an application of Vitrebond liner/base. In deep restorations without pulp exposure, only the Vitrebond liner/base is needed. See Vitrebond instructions for details.

C. PLACEMENT OF MATRIX: Place a thin dead-soft matrix band and insert wedges firmly. Burnish the matrix band to establish proximal contour and contact area. Adapt the band to seal the gingival area and avoid overhang.

D. ETCHING: Etch according to the instructions of the 3M ESPE adhesive product that is used.

E. PRIMING: Prime according to the instructions of the 3M ESPE adhesive product that is used.

F. ADHESIVE APPLICATION: Apply the adhesive according to the instructions of the 3M ESPE adhesive product that is used.

G. ADHESIVE CURING: Cure according to the instructions of the 3M ESPE adhesive that is used.

1. SYRINGE

a. Dispense the necessary amount of restorative material from the syringe onto the mix pad by turning the handle slowly in a clockwise manner. To prevent curing of the restorative when dispensing is completed, turn the handle counter-clockwise a half turn to stop paste flow.

b. Incremental placement of the material is recommended. Avoid intense light in the working field. Using a plastic placement instrument, place the first increment of material not to exceed 1.5mm in thickness into the proximal box preparation. Using a condensing instrument, adapt

the material to the internal surfaces of the box preparation and to the matrix and cure. Complete the box preparation with incremental placements not exceeding 2.5mm in thickness. Cure each increment separately.

c. Fill the remainder of the cavity preparation in layers no greater than 2.5mm. For large cavity preparation, it is recommended that the final occlusal placement be done in vertical increments buccal to lingual. Contour to provide proper contact area and occlusal anatomy.

I. FINISHING: Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs or stones. Contour proximal surfaces with 3M ESPE finishing strips.

J. ADJUST OCCLUSION: Check occlusion with thin articulating paper. Centric and lateral excursion contacts should be examined. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.

K. POLISHING: Polish with Sof-Lex™ discs and strips and with white stones or rubber points where discs are not suitable.

ADDITIONAL NOTES:

1. Sensitivity - some patients may experience transitory postoperative sensitivity. The risk of sensitivity can be minimized by the following measurs:

- Remove minimal tooth structure.
- Use proper isolation. Use of a rubber dam is highly recommended.
- Adequate pulp protection. Use of a glass ionomer cavity liner/base on appropriate dentinal surfaces.
- Place restorative material in increments, curing each increment separately.
- Adequately cure restorative according to instructions for shade and thickness of restorative and light exposure time.

f. Adjust occlusion carefully. Check for hyperocclusion, particularly in lateral excursion contacts.

STORAGE AND USE:

- Do not expose restorative materials to elevated temperatures or intense light.
- Refrigeration (4°C or 40°F) is recommended. Allow to come to room temperature for use.
- Do not store materials in proximity to eugenol-containing products.
- The composite pastes are designed for use at room temperature of approximately 21°-24°C or 70°-75°F. Shelf life at room temperature is 36 months. See outer package for expiry date.
- The composite pastes are designed for use at room temperature of approximately 21°-24°C or 70°-75°F. Shelf life at room temperature is 36 months. See outer package for expiry date.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user’s application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE’s sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

РУССКИЙ
Valux™ Plus - это, производимый компанией 3M ESPE, универсальный пломбирочный материал, который не пропускает рентгеновские лучи и является светоотверждаемым. Он предназначен для пломбирования карриозных полостей всех классов. Наполнитель в Valux Plus состоит из циркония/диоксида кремния.

Неорганический наполнитель занимает 71% объема и состоит из частиц размером от 0,011 до 3,5 микрон. Пломбирочный материал Valux Plus содержит BIS-GMA и TEGDMA смолы. Адгезив 3M ESPE используется для прочного связывания пломбирочного материала со структурой зуба.
Пломбирочный материал имеет разнообразный спектр оттенков.

Меры предосторожности для пациентов и персонала
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛИ ПРОТРАВЛИВАНИИ: Рекомендуется закрывать глаза пациентам и персоналу. Избегайте попадания протравочного геля на мягкие ткани полости рта, кожу и в глаза. В случае попадания немедленно смойте большим количеством воды. При попадании в глаза проконсультируйтесь с врачом.
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛИ ИСПОЛЗОВАНИИ КОМПОЗИТНОЙ ПАСТЫ: Композитная паста содержит BIS-GMA и TEGDMA смолы. Небольшой процент людей, как известно, имеет аллергическую реакцию на акриловые смолы. Для снижения риска развития аллергических реакций необходимо уменьшить время контакта с этими материалами, в частности, избежать прямого контакта с незатвердевшими смолами.

Рекомендуется использование защитных перчаток и техники нанесения “без прикосновения”. При попадании на кожу немедленно промойте водой с мылом. Соединения акрила могут начинать через материал обычно используемых перчаток. Если реставрационный материал попал на перчатку, снимите и выбросьте ее, а руки вымойте водой с мылом, затем наденьте новые перчатки. В случае попадания материала в глаза или длительного контакта со слизистой ротовой полости, немедленно промойте большим количеством проточной воды. При сохранении раздражения, обратитесь к врачу.

ИНСТРУКЦИИ. Данные инструкции разделены на три части: введение, пломбирование фронтальных зубов, пломбирование жевательных (задних) зубов.

I. ВВЕДЕНИЕ

A. ПРОФИЛАКТИКА: Зубы должны быть очищены суспензией пемзы и водой для удаления налета.

Б. ВЫБОР ОТТЕНКА: Перед изоляцией зуба выберите нужный оттенок материала. Ниже приводятся некоторые рекомендации по подбору соответствующего оттенка.

ОТТЕНОК: Зубы не являются одноцветными. Каждая из трех областей зуба имеет свой характерный цвет.
ДЕСНЕВАЯ ЗОНА ЗУБА: Обратите внимание на желтое окрашивание десневой зоны, когда производите пломбирование в этой области.

ТЕЛО ЗУБА: Осмотрите тело зуба и отметьте, какой основной цвет оно имеет - серый, желтый или универсальный.

РЕЗУОВАЯ ЗОНА ЗУБА: Изучите резовый край восстанавливаемого зуба и соседних с ним зубов. Имеют ли резовые края голубоватый или сероватый цвет? Отметьте, насколько они прозрачны. То же самое должно быть воспроизведено на восстанавливаемом зубе.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ: Интенсивность окраски пломбы частично зависит от ее толщины. Если цвет подобран с использованием цветовой шкалы для глубокого пломбирования, а дефект зуба поверхностный, то конечный цветовой результат будет неправильным. Для поверхностного пломбирования должен использоваться клиновидный край цветовой шкалы.

МАКЕТ: Поместите материал выбранного оттенка на непотравленный зуб. Доведите материал до требуемой толщины (приблизительно) и манипулируйте им в месте пломбирования. Просушите. Пригласите нескольких человек для оценки оттенка при различном освещении. Снимите зубным зондом моделируемую пломбу с непотравленного зуба. Если цвет не совпал, выберите другой и повторите моделирование. Если цвет подобран правильно, приступайте к следующему этапу - изоляции зуба.

В. ИЗОЛЯЦИЯ: Резиновая прокладка - предпочтительный метод изоляции зуба. Можно также воспользоваться ватными шариками и слюноотсосом.

II. ФРОНТАЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ

A. ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ: Используйте общепринятые методы подготовки для полостей III, IV и V классов.

Б. ЗАЩИТА ПУЛПЫ: Используйте светоотверждаемую стеклоиономерную прокладку Vitrebond™ производства 3M ESPE в случаях глубоких полостей. При обнажении пульпы пользуйтесь минимальным количеством гидроксида кальция с последующим нанесением прокладки Vitrebond. В случаях, когда имеются глубокие полости без обнажения пульпы, используйте только прокладку Vitrebond. За детальную информацию обращайтесь к инструкци по Vitrebond.

В. РАЗМЕЩЕНИЕ МАТРИЦЫ: Специальные полоски и коронки-колпачки могут использоваться для уменьшения расхода материала.

Примечание: Матрица может быть размещена, при желании, после протравливания эмали и нанесения адгезива.

Г. ПРОТРАВЛИВАНИЕ: Протравливание осуществляется в соответствии с инструкциями к адгезивной системе 3M ESPE.

Д. НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА: Нанесение праймера осуществляется в соответствии с инструкциями к адгезивной системе 3M ESPE.

Е. НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИВА: Нанесение адгезивного материала производится в соответствии с инструкциями к адгезивной системе 3M ESPE.

Ж. СВЕТООБЛУЧЕНИЕ АДГЕЗИВА: Высушите слой адгезивного материала в течение определенного времени в соответствии с инструкциями к адгезивной системе

Adper™ Scotchbond™ производства 3M ESPE. Проведите светооблучение всей области с помощью устройства для светолечения 3M ESPE или другого устройства аналогичной мощности.

3. НАНЕСЕНИЕ КОМПОЗИТА:

а) Нанесите необходимое количество пломбирочного материала из шприца на пластинку для смешивания, медленно вращая ручку шприца по часовой стрелке. Для предотвращения утечки материала при завершении выдавливания поверните ручку шприца на половину оборота против часовой стрелки. Немедленно закройте шприц колпачком. Если материал используется не сразу, поместите его в темное место.
б) Используйте неметаллический инструмент, поместите материал в полость зуба с избытком, так, чтобы он выходил за границы полости. Отшлифуйте и оформите контур с помощью соответствующих инструментов.

И. СВЕТООБЛУЧЕНИЕ: Светооблучение проводится устройством 3M ESPE или другим устройством соответствующей мощности. Конец световода должен быть минимально приближен к пломбирочному материалу. Время экспозиции для различных цветов приводится ниже.

Оттенок	Толщина (мм)	Время (сек)	Оттенок	Толщина (мм)	Время (сек)
A1.0	2,5	40	B2.0	2,5	40
A2.0	2,5	40	B3.0	2,5	40
A3.0	2,5	40	C2.0	2,5	40
A3.5	2,5	40	UD	2,0	40

К. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ: Обработайте поверхность пломбы с помощью обычных или алмазных боров. Обработку проксимальных поверхностей проведите с помощью полосок Sof-Lex, выпускаемых для компании 3M ESPE.

Л. ПРОВЕРКА ПРИКУСА: Проверьте прикус с помощью тонкой копировальной бумаги. При этом должны быть проверены центральные и боковые смещения. Очень осторожно добейтесь полного соответствия соприкасающихся поверхностей, удаляя материал с помощью полировочного алмаза или камня.

М. ШЛИФОВАНИЕ: Шлифование производится при помощи производимых компанией 3M ESPE дисков и полосок Sof-Lex™, а также с помощью мягкой каменной и заостренных резовых головок в тех случаях, где диски не подходят.

III. ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗАДНИХ ЗУБОВ

A. ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ: Требувания к обработке полости, в основном, общепринятые; необходимо очищение поверхностного края полости для усиления протравливания кислотой. Ни остаточные части амальгамы, ни другие прокладочные материалы не должны быть оставлены внутри полости, так как они будут затруднить прохождение света и препятствовать затверждению пломбы.

Б. ЗАЩИТА ПУЛПЫ: Используйте светоотверждаемую стеклоиономерную прокладку Vitrebond™ в случаях глубоких полостей. При обнажении пульпы пользуйтесь минимальным количеством гидроксида кальция с последующим нанесением прокладки Vitrebond. В случаях, когда имеются глубокие полости без обнажения пульпы, используйте только прокладку Vitrebond. За детальную информацией обращайтесь к инструкции по Vitrebond.

В. РАЗМЕЩЕНИЕ МАТРИЦЫ: Поместите тонкую мягкую матричную полоску и плотно вставьте клинья. Отполируйте матричную полоску для создания проксимального контура и контактной области. Адаптируйте полоску для закрытия десневой области, избега образования выступов.

Г. ПРОТРАВЛИВАНИЕ: Протравливание осуществляется в соответствии с инструкциями к адгезивной системе 3M ESPE.

Д. НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА: Нанесение праймера осуществляется в соответствии с инструкциями к адгезивной системе 3M ESPE.

Е. НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИВА: Нанесение адгезивного материала производится в соответствии с инструкциями к адгезивной системе 3M ESPE.

Ж. СВЕТООБЛУЧЕНИЕ АДГЕЗИВА: Высушите слой адгезивного материала в течение определенного времени в соответствии с инструкциями к адгезивной системе Scotchbond™. Проведите светооблучение всей области с помощью устройства для светолечения 3M или другого устройства аналогичной мощности.

ШЛИФОВАНИЕ: Шлифование производится при помощи дисков и полосок Sof-Lex, а также с помощью мягкой каменной и заостренных резовых головок в тех случаях, где диски не подходят.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. чувствительность - у некоторых пациентов возможно развитие временной послеоперационной чувствительности. Следующие процедуры могут помочь снизить эту чувствительность:

- Минимальное удаление тканей зуба.
- Проведение неэкхимодий изоляции. Рекомендуется применять резиновую прокладку
- Защита пульпы путем использования стеклоиономерной прокладки на соответствующих дентинных поверхностях.
- Послойное нанесение пломбирочного материала со светооблучением каждого слоя отдельно.

д. Проведение светооблучения согласно инструкциям с учетом оттенка, толщины слоя и времени экспозиции.

е. Тщательная проверка прикуса. зроверка гиперокклюзии, особенно в области боковых контактов.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЗОВАНИЕ

1. Не подвергайте пломбирочные материалы воздействию повышенных температур и интенсивного света.

2. Рекомендуется хранение в холодильнике (4°С или 40° F). Перед употреблением доведите материал до комнатной температуры.

3. Не храните материал волики вещества, содержащих зугенол.

4. Композитные пасты используются при комнатной температуре приблизительно 21-24°С или 70-75° F. Срок хранения при комнатной температуре - 36 месяцев. Дата истечения срока годности материала расположена на наружной стороне упаковки.

апретаться предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантийные обязательства

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственными процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИБО ТОВАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ, ЛИБО ИХ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет полную ответственность за определение пригодности данного продукта своему конкретному случаю. Если в продукции будут обнаружены дефекты в период действия гарантии, Ваше исключительное право и единственная обязанность производителя заключаются в ремонте или замене неисправной продукции с маркой 3M ESPE.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных Законом, компания 3M ESPE не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умысленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Н. Дозирание на композита: Согласно указаниая за используваната система за дозирание.

1. Шприца

а. От шприцата се изстиска необходимото количество материал върху блочето за разбъркване, като дръжката бавно се завърта по часовниковата стрелка. За да се избегне изтичане на материал след дозирането, дръжката се завърта на полови оборот обратно на часовниковата стрелка. Веднага се поставя колпачката. Ако не се използва веднага, материалът трябва да се пази от светлината.

б. Материалът се поставя в кавитета с неметален инструмент. Кавитетът се претъпява, да да може композитът да покрие отънне границите на кавитета.

Оформянето се прави с подходящи инструменти за композити.

1. **Пломбирване:** Пломбирването се извършва с полимеризатна лампа на 3M ESPE или друга с подобен интензитет. Върхът на световода се държи максимално близо до възстановителния материал. Необходимото време за полимеризация на всеки цвят е посочено на долната таблица.

цвет	дебелина (мм)	време (сек)	цвет	дебелина (мм)	време (сек)
A1.0	2,5	40	B2.0	2,5	40
A2.0	2,5	40	B3.0	2,5	40
A3.0	2,5	40	C2.0	2,5	40
A3.5	2,5	40	UD	2,0	40

J. Заглаждане: Повърхностите на обтурациата се заглаждат с фини диамантени пилети. Апроксималните повърхности се оформят с полиращи ленти Sof-Lex™, произведени от 3M ESPE.

К. Акустиране на оклузията: Оклузията се проверява с тънка артикуляционна хартия. Трябва да се огледат контактите при централна оклузия и странични движения. Внимателно се коригира оклузията чрез изпиляване на материала с фин диамантен пилет.

Л. Полиране: Полирането се извършва с дискове и ленти Sof-Lex™, произведени от 3M ESPE, а на недостъпните за дискове места - с бели камъчета или полир-гумички.

III. ДИСТАЛНИ ОБТУРАЦИИ

A. Препариране на кавитета: Кавитетът се оформя съгласно рутинните изисквания с вземане на ръбете във фаза за подпомагане на ешването. Във вътрешността на кавитета не бива да се остават остъщи от амалгама или стара подложка, които биха попречили на провеждането на светлината и вътърдяването на материала.

В. Защита на пулата: В дълбоките участъци дна кавитета се поставя подложка от фотополимеризиращ глас-иономер Vitrebond™. Ако пулата е открита, постави се минимално количество калиев хидроксида и над него - подложката от Vitrebond. Ако пулата не е открита, подложката от Vitrebond е достатъчна. За подробности вж. указанията на Vitrebond.

С. Поставяне на матрица: Постави се тънка лентова матрица и здраво се пригиска с клинчета. Матрицата се адаптира така, че да позволява изграждането на апроксималните контури и контактни точки. В ингивалната област трябва да се адаптира точно, за да няма излишки от материал.

Д. Ешване: Според указанията на използвания 3M ESPE адхезивен продукт.

Е. Обработка с праймер: Според указанията на използвания 3M ESPE адхезивен продукт.

Ф. Нанасне на адхезив: Според указанията на използвания 3M ESPE адхезивен продукт.

Г. Полимеризиране на адхезива: Според указанията на използвания 3M ESPE адхезивен продукт.

Н. Дозирание на композита: Съгласно указанията на използваната система за дозирание.

1. Шприца

Használt kavilta zavrté nanoseis slojeve kompozita ne deblje od 2,5 mm. Kod večih kavilta prepurača se završavanje okružine plohe aplikacijom oksidulirane smole u smjeru bukalno-lingvalno. Oblikuje plohu kako bi se podseala okružuju i osigurale dobre kontakte točke.

I. FINIRANJE: Finirajte površine ispuna finim dijamnrim, čeličnim, ili kamenim finirirama. Aproximainae plohe finirajte 3M ESPE stripsama.

J. PODEŠAVANJE OKLUZIJE: Provjerite okluziju artikulačkim papiirom. Treba provjeriti kontakte pri centričnoj i lateralnjoj okluziji. Oprezno posedeite okluziju skidajući višak finim dijamnrim ili kamenim finirerom.

K. POLIRANJE: Polirajte Sof-Lex™ diskovima i stripsama, te kamenim ili gumernim polirirama tamo gdje se ne može polirati diskovima.

Dodatne napomene

1. OSJETLJIVOST - kod nekih pacijenata može doći do postoperativne, prolazne osjetljivosti zubna. Rizik osjetljivosti može se minimalizirati na sljedeće načine:

- a. Reducirajte što manje zubno tkivo.
- b. Pravilno izolirajte radno polje. Preporuča se upotreba koferdama.
- c. Pravilnom zaštitom pulpe. Na odgovarajuće površine dentina aplicirajte glass ionomer podlogu.
- d. Materijal za ispune aplicirajte u slojevima, polimerizirajući svaki sloj zasebno.
- e. Pravilno polimerizirajte materijal za ispuna prema uputama za djujnu osvijetljavanja određene boje i debljine materijala za ispun.
- f. Pažljivo posedeite okluziju. Provjerite da li postoji hiperokluzija, naročito pri lateralnim kretnjama.

SKLADIŠTENJE I UPOTREBA:

- Ne izlažite materijal za ispune povišenim temperaturama ili intenzivnom svjetlu.
- Preporuča se držanje u hladnjaku na temperaturi od 4°C ili 40°F. Prije upotrebe pričekaite da materijal postigne sobnu temperaturu.
- Ne skladištite materijal blizu proizvoda koji sadrže eugenol.
- Kompozitna pasta je namijenjena za uporabu pri sobnoj temperaturi od oko 21°-24°C ili 70°-75°F. Rok trajanja na sobnoj temperaturi je 36 mjeseci. Pogledajte vanjsku stranu pakiranja, na kojoj je datum isteka roka trajanja.

Niti jedna osoba nije ovlaštena davati informacije koje odstupaju od informacija u ovoj uputi.

Garancija

3M ESPE jamči da će ovaj proizvod biti bez grešaka u materijalu i izvedbi. 3M ESPE NE DAJE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI SVA PODRUMJIMEVANNA JAMSTVA KAO I SVA JAMSTVA KOJA SE ODNOSI NA MOGUĆNOSTI PRODUKAE ILI PRIMJERNOST ODREĐENOU NAMJENU. Konsirk mora sam proizvoditi ili proizvoditi primarni određenoj nameni. Ako se u jamstvenom roku na proizvodu uvidr greška, vaše će isključivo pravo, a jedina obaveza kompanije 3M ESPE biti da proizvod popravi ili ga zamjeni.

Ograničenje odgovornosti

Osim u slučajevima gdje je to zakonom zabranjeno, 3M ESPE neće biti odgovorno ni za kakav izravan, neizravan, poseban, slučajaj ni posljedičan gubitak ili štetu, prouzročen tim proizvodom, neovisno o pravnoj podlozi žaljeva, uključujući jamstvo, ugovor, nemar i striktnu odgovornost.

MAGYAR
Általános megjegyzés ek

A 3M ESPE által előállított Valux™ Plus fogtömő anyag rendszer látható fényfel aktiválható, radiopac, univerzális kompozíciósi tömőanyag. Mind a frontfogak, mind a hátsófogak tömésére egyaránt használható. A Valux Plus töltőanyag cirkónium-szilikát, a szervenell töltőanyag a térfogat 66%-át teszi ki. A részecskék mérete 3,5 mikrontól 0,01 mikronig terjed, a töltőanyag BIS-GMA és TEDGMA gyantákat tartalmaz. A 3M ESPE fogászati ragasztóanyagok használják a fog szerkezetéhez való kötéséhez. A tömőanyag nagy színezésközben kapható és kámleleoneffektusa segít a tökéletes színezéskedést.

Figyelmeztetések a páciensek és a fogászati személyzet számára:

1. FIGYELMEZTÉSEK A SAVAZASHOZ:

A savazóanyagok alkalmazása esetén ajánlatos a páciens és a fogászati személyzet számára a védőszemüveg viselete. Ügyeljünk, arra hogy savazóanyag ne érjen hozzá a szem nyálkahártyájához, ne kerüljön szembe, vagy bőrrre. Ha az mégis előfordul, azonnal mossuk le bő vízzel. Amennyiben a szembe kerül, szakorvoshoz kell fordulni.

2. FIGYELMEZTETÉS A FOGÁSZATI TÖMŐANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN:

A kompozíciósi tömőanyag BIS-GMA és TEDGMA gyantákat tartalmaz. Az emberek egy kis százalékaórl ismeretes, hogy allergiás az akrilát-gyantákkal szemben. Az allergiás reakciók kockázatának csökkentése céljából ajánlatos az ilyen anyagokkal való közvetlen érintkezést a minimuma csökkenteni. Különösen kerülni kell a még meg nem kötött anyagokkal való érintkezést.

Védőkesztyű használata és érintésmentes technika alkalmazása ajánlott. Ha a bőrre kerül, akkor szappannal és vízzel mossuk le azonnal. Az akrilátok bizonyos gumikesztyűk falán átperneláthatnak. Ezért, ha a kesztyűre kerül azonnal cserélni kesztyűt és mosson kezét. Ha véletlenül mégis előfordul, hogy szembe került, vagy hosszabb ideig érintkezik a szem nyálkahártyájával, azonnal mossa le bő vízzel. Ha az irritáció nem szűnik forduljunk szemorvoshoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:

Az itt következő használati utasításokat három részre tagoltuk: előzetes műveletek, frontfogak tömése és hátsófogak tömése.

I. ELŐZETES MŰVELETEK:

A: PROFILAKTIKA: A fogakat depuráló pasztval és vízzel meg kell tisztítani a felületi szennyeződések eltávolítása céljából.

B: A SZÍNÁRNYALAT KIVÁLASZTÁSA: A fog izolálása előtt válasszuk ki a tömőanyag megfelelő színárnyalatát. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a tényezőket, amelyek egy kis tanácsot a megfelelő színárnyalat kiválasztáshoz.

A fogak nem monokromatikusak, ezért az a színmenyiség, amit a tömőanyag igényel, részben attól is függ, hogy milyen vastag a tömés. Amennyiben a szín kiválasztásakor a fogszinikus lépcsős végét használva, túl vastag mintával történik a szín meghatározása, az hibát idézhet elő. A vékony rétegre történő alkalmazás a színskála halványabb árnyalatait kell kiválasztani.

SZÍNPRÓBA: vigyük fel a választandó kívánt színárnyalatot a még meg nem savazott fogra. Az anyag úgy helyezküd fel, hogy az megkötésbe az elvégzsi szándékozott tömés vastagságát és elhelyezkedését. Készük meg az anyagot. Kerüljnk fel több személyt, hogy segítsen a helyes szín kiválasztásban, különböző megvilágításban. Egy explora segítségével pattintzuk le a tömőanyagot a még nem savazott fogról. Ha a színárnyalat nem felel meg, válasszuk egy másik színt és ismételjük meg a színezéskészítést. Amennyiben sikerült a megfelelő színárnyalatot megállapítani, folytassuk a fog előkészítést.

C. IZOLÁLÁS: az izolálás céljára legjobban megfelelő módszer a Kofferdam guminyárárkészít. Használható vattatampon és nyáleszívó is.

II. FRONTFOGAK KEZELÉSE:

A. KAVITÁS KIPREPARÁLÁSA: Az összes III, IV és V. osztályba tartozó töméséknél a szokásos preparációs módszereket alkalmazzuk.

B. PULPA VÉDELME: A 3M ESPE által előállított Vitrebond™ fénykértő glass ionomer alábélő anyagot használjuk a mélyre kiterjedő kavitások alapozásához. Ha a pulpa maga is a felszínre kerül, előbb használjunk egy minimális mennyiségű kalciumhidroxidot és ezután használjuk a Vitrebond™ alábélő anyagot. Az olyan sekély töméséknél, ahol a pulpa nem kerül a felszínre, elegendő csak a Vitrebond™ alkalmazása. Az alábéletes pontos nemetés a Vitrebond™ használati utasításra tartalmazza.

C. A MATRICA FELHELYEZÉSE: Mylar szalagokat és átátszó celluloid koronafórmákat lehet használni, hogy minimalizáljuk a felesleges felvitt anyag mennyiségét.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben úgy gondolja, a matrica felhelyezését a savazási és a fogászati ragasztóanyag felvitelének lépési után is el lehet végezni.

D. SAVAZÁS: A savazást az alkalmazott 3M ESPE savazóanyag használati utasításának megfelelően végezzük el. (15 mp-ig hatni hagyva Scotchbond sav esetén).

E. PRIMER HASZNÁLATA: Amennyiben a 3M ESPE fogászati ragasztóanyagot használjuk, a primerést annak használati utasítása alapján végezzük el.

F. RAGASZTÓANYAG ALKALMAZÁSA: Amennyiben a 3M ESPE ragasztóanyagot használjuk, akkor a vonatkozó használati utasításnak megfelelően kell alkalmazni.

G. A RAGASZTÓANYAG MEGKÖTÉSE: A 3M ESPE által előállított ADPER™ Scotchbond™ termék előírásainak megfelelően végezzük el a ragasztó bevonat megkötését a megfelelő ideig. Fénykezeljük 3M ESPE lámpával, vagy más hasonló fényintenzitású fogászati lámpával.

H. A KOMPOZIT TÖMŐANYAG BEVITELÉ:

a. A tubusból adagoljuk ki a szükséges mennyiségű tömőanyagot egy keverőlapra, vagy a külsőleben található adagolótláka egyik mélyedésébe úgy, hogy a fogantúly lassan az adagolótláka felé mozogjon, míg az anyagot a tömőanyag további szivárgását, a szükséges mennyiség kádagolása után fogassuk vissza a fogantúly a ragmató járásával ellenlétes irányba a paszta áramlásának megállításá céljából. A tubusa azonnal legyük rá a kupakot. Amennyiben a fogászati tömőanyagot nem azonnal

használtjuk azt fel fénytől védve kell tárolni.

b. A tömőanyagot a kavitásba lehetőleg nem fémes tömőszerszám segítségével helyezük be. Töltünk túl a kavitást, lehetőleg téve, hogy a tömőanyag túlfolyik a kavítás szélein. A megfelelő műszerek segítségével alakítsuk ki a tömés kontúrját és formáját.

I. MEGKÉSZÍTÉS: A polimerizációt 3M ESPE lámpával, vagy más hasonló fényintenzitású látható fényű berendezés segítségével végezhjük. A fénykeztő csőr végét tartasuk olyan közel a tömőanyaghoz, amennyire csak lehetséges, de ne nyomjuk bele! Segítséül az alábbi listában összeggyezük az egyes színárnyalatokhoz szükséges keményítési, kezelési időket.

SZÍNÁRNYALAT	VASTAGSÁG	IDŐTARTAM	SZÍNÁRNYALAT	VASTAGSÁG	IDŐTARTAM
	(mm)	(másodperc)		(mm)	(másodperc)
A1,0	2,5	40	B2,0	2,5	40
A2,0	2,5	40	B3,0	2,5	40
A3,0	2,5	40	C2,0	2,5	40
A3,5	2,5	40	UD	2,0	40

J. FINIROZÁS: Alakítsuk ki a tömési felület kontúrját finirozó gyémánttal, fúróúróval, vagy finirozó kövekkel. A fogközti kontúrát felkeltet a 3M ESPE számára előállított Sof-Lex™-tömő csőkök segítségével alakítsuk ki.

K. RÁGÓFELÜLET KIALAKÍTÁSA: Ellenőrizzük a rágófelületeket egy vékony artikulaósi papír segítségével. A középponti és laterális exkurziós érintkezéseket kell megvizsgálni. Gondosan alakítsuk egymáshoz a rágófelületeket azáltal, hogy finom polirozó gyémánt, vagy kö segítségével ellenőrizzük a szükséges helyekről a felesleges tömőanyagot.

L. POLIROZÁS: A polirozást a 3M ESPE által előállított Sof-Lex korongok és csőkök, ill. fehér kövek segítségével végezzük.

III. HÁTSÓ FOGAK TÖMÉSE:

A. A KAVITÁS ELŐKÉSZÍTÉSE: A kavítás kialakításának követelményei lényegében megegyeznek a szokásos metódussal, azaz a pontossáással, hogy a kavitásfelület széleit részösra dölögözzük ki. Semmiféle amalgám, vagy idegletes tömőanyag nem maradhat az elkészített belső alakzatokon, melyek gátolnák a fény átvihátását és megkeményedését folyamatot.

B. A PULPA VÉDELME: Használjuk a Vitrebond™ alábélő anyagot a mélyre kúrt kavitások alapozásához. Amennyiben a felszínre kerül a pulpa is, előbb használjunk egy minimális mennyiségű kalciumhidroxidot és ezután használjuk a Vitrebond™ alábélő anyagot. Az olyan sekély töméséknél, ahol a pulpa nem került a felszínre elegendő csak a Vitrebond™ alkalmazása. Az alábéletes pontos nemetés a Vitrebond™ használati utasításra tartalmazza.

C. A MATRICA FELHELYEZÉSE: Helyezzünk be egy vékony, nagyon lágy matricaszalagot és szilárdan állítsuk be a szélét. Pozicionáljuk a matrica szalagot úgy, hogy a matricának a proximális kontúrokat és érintkezés felületeket. Használjuk úgy a szalagot, hogy beöltöthessük a gingivális területet és elkerülhessük a kitérnekedéseket.

D. SAVAZÁS: A savazást az alkalmazott 3M ESPE savazóanyag használati utasításának megfelelően végezzük el. (A Scotchbond savat 15 mp-ig hagyjuk hatni.)

E. PRIMER HASZNÁLATA: Amennyiben 3M ESPE fogászati ragasztóanyagot használjuk, a primerést annak használati utasítása szerint végezzük el.

F. RAGASZTÓANYAG ALKALMAZÁSA: Amennyiben a 3M ESPE ragasztóanyagot használjuk, akkor a ragasztóanyagot a vonatkozó használati utasításnak megfelelően kell alkalmazni.

G. A RAGASZTÓANYAG MEGKÖTÉSE: A 3M ESPE termék előírásainak megfelelően végezzük el a ragasztóbetonat megkötését a megfelelő ideig. Tegyük ki a tömési felület látható fény hatásának. Használjunk 3M ESPE lámpát, vagy más hasonló fényintenzitású fogászati fénykezelő egységet a megvilágításhoz.

H. A KOMPOZIT TÖMŐANYAG HASZNÁLATA:

a. A tubusból adagoljuk ki a szükséges mennyiségű tömőanyagot egy keverőlapra, vagy a külsőleben található adagolótláka egyik mélyedésébe úgy, hogy a fogantúly lassan az adagolótláka felé mozogjon, míg az anyagot a tömőanyag további szivárgását, a szükséges mennyiség kiadagolása után fogassuk vissza a fogantúly a járásával ellenlétes irányba a paszta áramlásának megállításá céljából. A tubusa azonnal legyük rá a kupakot. Amennyiben a fogászati tömőanyagot nem azonnal használjuk fel azt fénytől védve kell tárolni.

b. A tömőanyag fokokozos, rétegenként történő behelyezését javasoljuk. Kerüljük a munkaterület intenzív megvilágítását. Egy műanyag tömőszersám segítségével a tömőanyag első adagját úgy helyezküd be, hogy a tömés helyére ne haladjon meg az 1,5 mm vastagságot. Egy tömörítő szerszám segítségével tapassuk oda a tömőanyagot az elkészített kavitáshoz minden szükséges felületen és a matricához is. Fénykezeljük. A további adagokéknél tömést úgy folytassuk, hogy alkalmanként nem haladjuk meg a 2,5mm vastagságot. Minden egyes hozzáított adagot külön-külön kössük meg fénykezeléssel.

c. Az előkészített kavitást a fennmaradó részben 2,5mm-nél nem vastagabb rétegekben töltjük fel úgyvele az érvonalnak megfelelő rétegzéssre. A nagyméretű kavitások esetében ajánlatos, hogy az utolsó, rágófelület tömést függőleges irányba végezzük a buccalattól a linguális irányában. Alakítsuk ki a széleket és kontúrokat, hogy biztosítsuk a megfelelő érintkezési felületet és a rágófelület anatómáját.

I. FINIROZÁS: Alakítsuk ki a tömési felület kontúrját finirozó gyémánttal, fúróval, vagy finirozó kövekkel. Az interproximális kontúr felületét a 3M ESPE finirozó csőkök segítségével alakítsuk ki.

J. RÁGÓFELÜLET KIALAKÍTÁSA: Ellenőrizzük a rágófelületek egy vékony artikulaósi papír segítségével. A középponti és laterális exkurziós érintkezéseket kell megvizsgálni. Gondosan alakítsuk egymáshoz a rágófelületeket azáltal, hogy finom polirozó gyémánt, vagy kö segítségével ellenőrizzük a szükséges helyekről a felesleges tömőanyagot.

K. POLIROZÁS: A polirozást Sof-Lex korongok és csőkök, ill. kövek és gumipolirozók segítségével végezzük, amennyiben a korongok az adott helyen nem alkalmazhatók.

A postoperatív érzékenység elkerülhető az alábbiak betartásával:

- Mindig csak a feltétlenül szükséges - lehető legminimálisabb - fogszövetet távolítsa el.
- Izolálni lehetőleg koferdam-gumival.
- Használjunk megfelelő pulpavédelmet. Erre a célra az üvegionomer alábélők (pl. Vitrebond™) a legmegfelelőbbek.
- Mindig rétegezett, ún. "inkrement"-technikával dolgozzon, fotopolimerizálja külön a rétegeket. Használjunk megfelelő fényerőű Vsiulux lámpát.
- Fordítson különös figyelmet a megfelelő okkluzióra. Kerülje a hiperokklúziót, ellenőrizze a laterális kontaktust is.

Tárolás és használat

- Ne tegye ki az anyagokat magasabb hőmérséklet vagy intenzív fény hatásának.
- Né tartózza az anyagokat eugenolt tartalmazó termékek közelében.
- A Valux Plus kompozitot hagyományórs 21-24°C-os szobahőmérsékleten történő használatra tervezték.
- Az anyag eltarthatósága szobahőmérsékleten 36 hónap (3 év). A gyártás és lejárat napját lásd a külső csomagoláson.

A jelen utasításban megadottakon kívül semmilyen egyéb információ nem nyújtható.

Garancia

A 3M ESPE garanciát vállal arra, hogy e termék mentes minden anyag- és gyártási hibától. A 3M ESPE AZONBAN SEMMILYEN EGYÉB GARANCIÁT NEM NYÚJT, LEGYEN AZ VÉLETLENZETT, VAGY SZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGBŐL, VAGY EGY ADOTT ALKALMAZÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGBÓL FAKADÓ. Használat előtt ezért a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék alkalmas-e a kívánt célra. Ha a termék a garanciális idő alatt hibásnak bizonyul, akkor a rendelkezésre álló kizárólagos jogorvoslat és a 3M ESPE kizárólagos kérelvezetése a 3M ESPE termék kijavítása, illetve kicserélése.

A felelősség korlátozása

Kivéve, ha jogszázbly írja elő, a 3M ESPE nem felel a termékkel kapcsolatos semmilyen kártért vagy vesztéséért, legyen az közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű vagy következményes, tekintet nélkül az alkalmazotti elméletre, beleértve a szavatosságot, a szerződést, a hanyagságot, illetve a szigorúan vett felelősséget.

POLSKI

3M ESPE Valux™ Plus jest utwardzany swiatlam widzialnym, widoczny na zdejciach rentgenowskich materialem kompozytowym, przeznaczonym do wypeinienia ubytków zębów przednich i bocznych. Czasciecki wypeinacza zawierajacy cyrkonie/krzemionke. Nieorganiczny wypeinacz zajmuje ok. 71% objętnosci, a wielkość czasteczek waży sie od 0,01 do 3,5 km. Materiał zawiera zwiace BIS-GMA oraz TEGDMA. Do łączenia materiału z tkankami zalcia sie zastosowanie systemu łączących 3M ESPE. Valux Plus dostępný jest w różnych odcieniach.

Odstęzenia dla pacjentów i personel:

1. WYTRAWIACZ: W czasie wytrawiania zalcia sie ochronę oczu pacjenta i personelu. Unikać kontaktu wytrawiacza z tkankami miękkimi jany usznej, oczami i skórą. W przypadku kontaktu zastosować płukanie dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z gałką oczną skontaktować się dodatkowo ze specjalistą.

2. MATERIAŁ KOMPOZYTOWY: Materiał zawiera zwiace BIS-GMA i TEGDMA. Niewielki procent populacji wykazuje nadwrażliwość na zwiace akrylowe. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, ograniczyć kontakt z materiałem. Szczególnie unikać kontaktu z nieutwardzonymi zwiakami. Zalcemay używanie rękawiczek i technik zapobiegających bezpośredniemu dotykaniu materiału. Akrylany mogą penetrować przez rękawiczki. W przypadku bezpośredniego kontaktu, zdejć i wyrzucić rękawiczki, umyć ręce wodą z mydłem i należyć nową parę rękawiczek. W przypadku kontaktu materiału ze skórą, natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu materiału z gałką oczną lub przedłużonego kontaktu z tkankami miękkimi jany usznej zastosować płukanie dużą ilością wody. Gdy podrażnienie utrzymuje się, skontaktować się ze

specjalistą.

POSTĘPOWANIE:

a) utwardzenie zgodne z zaleceniami producenta dotyczącymi czasu utwardzania, zależnego od grubości warstwy oraz koloru.

f) stramine dopasowanie zwarcia. Sprawdzenie wysokości wypeinienia, szczególnie przy ruchach bocznych.

I. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE:

A. OCYSZCZENIE. Powierzchnię zęba oczyścić mieszanina pumeksu i wody. Usunąć wszelkie przebarwienia oraz plątkę bakteryjną.

B. WYBÓR ODCIENIA. Wyboru odcienia dokonac przed odczolowaniem zęba. Pomocne w wyborze odcienia może być następujące postępowanie:

ODCIENI. Zęby nie są monochromatyczne. W zębie można wyróżnić trzy charakterystyczne obszary.

OBZAR PRZYDZIAŁOWY. Do odbudowy zalcia się zastosowanie odcieni żółci;

CZĘŚĆ CENTRALNA. Do odbudowy zalcia się zastosowanie odcieni szarych, żółtych lub brązowych;

BRZĘG SIECZYNY. W obrębie brzegu siecznego zastosować odcienie niebieskie i szare. Dodatkowo należy uwzględnić barwę oraz przezierność danego fragmentu zęba w odniesieniu do odpowiednich części zębów sąsiednich.

WYPELNIENIA UBYTKÓW PLYTKICH. Odcieni wypeinienia zalczy od grubości warstwy materiału. W przypadku płytkich błędem jest dooberanie odcienia wypeinienia na podstawie gruby części kołomka. W takim przypadku doboru odcienia dokonywać w oparciu o kolor brzegu zęba z kołomka.

PRÓBA ODCIENIA. Należy wybrany odcieni materiału na nie wytrawioną powierzchnię zęba.

Uformować kompozit zgodnie z wymogami klinicznymi kształtu ubytku. Utwardzić światłem i dokonać oceny warstwowej i w różnym oświetleniu i przez różną osobę. Wybrać materyał zglebkierim, i w razie potrzeby, ponownie próbę z innym kolorem do uzyskania właściwego odcienia. W przypadku odpowiedniego doboru kontynuować postępowanie

C. IZOLACJA. Zalcemay zastosowanie koferdama, jako najlepszej metody izolacji lub waleczków z ligriny w połączeniu ze sprawnym ssakiem.

II. WYPELNIENIA W ZEBACH PRZEDNICH

A. OPRACOWANIE UBYTKU. Ubytki klas III, IV i V opracować wg uznanych zasad.

B. OCHRONA MIAZGI. Na drie głebokich ubytków zastosować swiatłoutwardzalny, szkło-ionomerowy materiał podkładowy Vitrebond™, prod. przez 3M ESPE. W przypadku obnażenia miazgi i gdy istnieją wskazania do leczenia biologicznego, zalczyć punktowo niewielką ilość preparatu na bazie wodoroortekni wapnia i zabezpieczyć materiałem Vitrebond™. Vitrebond można stosować w głebokich ubytkach również bez wodoroortekni wapnia. Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji użycia materiału Vitrebond.

C. ZAKŁADANIE FORMÓWKI. Do ograniczenia ilości zakładanego materiału kompozytowego można zastosować formówki typu Mjyar lub uformowane, przezrocyste korony celuloidowe.

UWAGA: Formówki można zalczyć po wytrawieniu szkłw i natożeniu systemu łączącego.

D. WYTRAWIANIE. Wytrawić zgodnie z instrukcją użycia wytrawiacza 3M ESPE.

E. NAKŁADANIE PRIMERA. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji użycia materiału łączącego 3M ESPE.

F. NAKŁADANIE MATERIAŁU ŁĄCZĄCEGO. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji użycia materiału łączącego 3M ESPE.

G. UTWARDZANIE MATERIAŁU ŁĄCZĄCEGO. Utwardzac zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji użycia materiału łączącego 3M ESPE. Utwardzić całą powierzchnię systemu łączącego swiatłem lampy 3M ESPE lub innej, o podobnej intensywności swiatła.

H. NAKŁADANIE MATERIAŁU WYPELNIĄJĄCEGO. Należy postępować wg wskazań odnośnie wybranego systemu aplikacji.

1. Strzykawka:

a) Przekraczając tłok zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wycisnąć potrzebną ilość materiału na bloczek do mieszania. Aby zapobiec nadmieremu wydostawaniu się kompozytu ze strzykawki, po wycisnieniu potrzebnej ilości materiału przekrócić tłok o pół obrotu w kierunku przeciwnym. Natychmiast należyć nakrywkę na strzykawkę. Nieużywana porcja materiału ochronić przed dostępm swiatła.

b) Materiał nakładac do ubytku nie metalowym narzędziem z nadmiarem, aby kompozjt wydoszał się poza brzegi ubytku. Wypeinienie uformować odpowiednimi narzędziami do kompozytów.

I. UTWARDZANIE. Materiał utwardzić swiatłem lampy 3M ESPE lub innej, o podobnej intensywności swiatła. W czasie utwardzania, użycie swiatłowodu utrzymać możliwie blisko powierzchni kompozytu.

Zalcemay czas utwardzania poszczególnych odcieni kompozytu:

ODCIEN	GRUBOŚĆ WARSTWY	CZAS	ODCIEN	GRUBOŚĆ WARSTWY	CZAS
	(mm)	[s]		(mm)	[s]
A1	2,5	40	B2	2,5	40
A2	2,5	40	B3	2,5	40
A3	2,5	40	C2	2,5	40
A3,5	2,5	40	UD	2,0	40

J. OPRACOWANIE. Powierzchnię wypeinienia uszkadzając drobnoziarnistymi wiertkami z naspem diamentowym do opracowania, wiertkami lub kamieniami. Ściąć styrcie opracować paskami Sof-Lex™, prod. przez 3M ESPE.

B. POLEROWANIE. Wypeinienie wypolerować systemem krążków